


BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

LED DÉCOLLETÉ MASK | BEAUTY TOOL WITH
LIGHT THERAPY



FIRMING



REVITALIZING



BALANCING

BEDIENUNGSANLEITUNG


Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner LED Décolleté Mask | Advanced Beauty Tool mit Lichttherapie von Rosental Organics!

Bevor du dein neues Tool verwendest, lies dir bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie für zukünftige Referenz auf.


Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt korrekt verwendest, lies bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du es verwendest. Die Sicherheitshinweise helfen dir, dieses Produkt korrekt zu verwenden, um persönliche Verletzungen oder Sachschäden für dich oder andere zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise findest du im Folgenden. Bitte beachte die entsprechenden Bestimmungen!

EINZELTEILE

Fernbedienung




LED Décolleté Mask



AUFBAU

STEP 1




Bringe die Bänder an der Maske an, indem du diese durch die Öffnungen ziehst und innen mit dem Klett verschließt.

STEP 2



Ziehe die Schutzfolie von der Maske ab.

STEP 3



Schließe die Fernbedienung mit dem USB-C Kabel an der Maske an. Zum Laden das zweite Kabel mit dem DC Port verbinden.

MODUS

Modus	Passendes Serum	Funktion*
NIR Nahinfrarot	Botanical Lifting Effect Serum, Slow-Aging Ampullen, EMS & Light Therapy Serum	Das Nahinfrarot (NIR) Licht dringt mit 850nm tiefer in die Hautschichten ein als sichtbares Licht und hat erwärmende Effekte. Dadurch kann es die Zellerneuerung fördern, Durchblutung und Hautfeuchtigkeit verbessern, feine Linien, Falten und Entzündungen reduzieren.
Red Light	Botanical Lifting Effect Serum, Hyaluron Serum, Squalane Serum, EMS & Light Therapy Serum	Mit 660nm dringt das rote Licht in die Dermis ein, fördert die Kollagenproduktion und Vitalität, verbessert die Elastizität und den Wassergehalt der Haut und verleiht einen frischen Glow.
Yellow Light	Brightening Serum, Vitamin C Serum, EMS & Light Therapy Serum	Mit 590nm beschleunigt das gelbe Licht die Blutzirkulation, aktiviert die Zellen, balanciert die Hautstruktur aus, fördert das Zellwachstum und zersetzt Hautmelanin, wodurch dunkle Flecken, Rötungen und blaue Abdrücke reduziert werden.
Blue Light	Bakuchiol Serum, Niacinamide Serum, EMS & Light Therapy Serum	Das blaue Licht mit 410nm ist bekannt für seine antibakteriellen Eigenschaften, reduziert Entzündungen und Unreinheiten und erhöht den Sauerstoffgehalt der Haut.

*Die beschriebenen Benefits basieren auf Erfahrungswerten.

HINWEIS: VOR DER ANWENDUNG

- Überprüfe vor jeder Anwendung die LED Décolleté Mask. Bei offensichtlichen Schäden nicht mit der Verwendung fortfahren.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
- Lagere die LED Décolleté Mask flach bei Raumtemperatur, trockenen Bedingungen und fern von direktem Sonnenlicht.
- Das Tool sollte nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Übermäßiger Gebrauch kann Hautprobleme verursachen. Eine Anwendung von maximal 3-5 Mal pro Woche für jeweils 10 bis 20 Minuten wird empfohlen. Der Blue Light Modus sollte nicht länger als 10 Minuten verwendet werden.
- Direkt nach der Behandlung können vorübergehend Rötungen auftreten, die innerhalb von 1-2 Stunden zurückgehen.
- Solltest Du während der Verwendung Unbehagen verspüren, die Anwendung sofort abbrechen und medizinische Hilfe aufsuchen.
- Die LED Décolleté Mask außerhalb der Reichweite von Kindern (0-8 Jahre) aufbewahren, diese sollten keine Wartung oder Reinigung am Gerät durchführen. Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Zum Schutz der Augen nicht direkt in das LED-Licht schauen. Stelle sicher, dass die LED Lichter während der Verwendung die Augen nicht bedecken.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät für den Hausgebrauch, kein medizinisches Gerät, und ist nicht für diagnostische, therapeutische und andere kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Bitte verwende ausschließlich das mitgelieferte Kabel mit DC-Port zum Aufladen der LED Décolleté Mask. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt während des Ladevorgangs.

ANWENDUNG

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Führe vor deiner ersten Anwendung am Dekolleté einen Sensibilisierungstest durch:

1. Patziere die Maske auf deinem inneren Arm.
2. Halte die ON/OFF-Taste gedrückt, bis die Lichter leuchten, und lass das Gerät sein volles 10-minütiges Behandlungsprogramm durchlaufen.
3. Falls deine Haut sich zu irgendeinem Zeitpunkt heiß oder unangenehm anfühlt, schalte das Gerät sofort aus und entferne es.
4. Warte nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn Rötungen oder Juckreiz an deinem inneren Arm auftreten, ist die LED Décolleté Mask möglicherweise nicht für dich geeignet. Halte vor der Anwendung bitte Rücksprache mit deinem Arzt.

EINSCHALTEN

Halte die ON/OFF-Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Lichter leuchten.

MODUS WÄHLEN

Mit der ON/OFF-Taste kannst du zwischen den drei Modi wechseln, indem du diese einmal kurz drückst. Oben an der Fernbedienung siehst du eine Anzeige mit R | B | Y, wobei jeweils der Modus leuchtet, welcher aktiviert ist.

Mit der NIR-Taste kannst du den Nahinfrarot-Modus aktivieren. Dieser kann zusätzlich für eine intensivere Behandlung neben den drei Modi ausgewählt werden.

INTENSITÄT EINSTELLEN

Mit der INTENSITÄTS-Taste kannst du die Stärke einstellen. Oben an der Fernbedienung siehst du eine Anzeige mit drei Balken, die die Intensitätsstufe anzeigt.

ANWENDUNG

Starte bei deiner ersten Anwendung mit der Intensitätsstufe 1, um deiner Haut Zeit zur Anpassung und Toleranzaufbau zu geben. Beobachte, wie deine Haut reagiert, und nimm bei Bedarf Anpassungen für optimale Ergebnisse vor.

ZEIT EINSTELLEN

Zum Start der Behandlung sind 10 Minuten voreingestellt. Mit der ZEIT-Taste kannst du die Behandlungsdauer verlängern. Oben an der Fernbedienung siehst du eine Anzeige, die die gewählte Behandlungsdauer von 10, 15, 20 Minuten anzeigt.

Pass die Beleuchtungsdauer an deinen Hauttypen an. Beobachte, wie deine Haut reagiert, und nimm bei Bedarf Anpassungen für optimale Ergebnisse vor.

WICHTIG: Der Blue Light Modus sollte nicht länger als 10 Minuten verwendet werden und ist entsprechend limitiert.

ANWENDUNG

1. Reinige dein Dekolleté mit einem sanften Reinigungsprodukt.
2. Nutze die Maske direkt auf der gereinigten Haut. Oder trage nach Belieben ein für die Lichttherapie geeignetes Serum auf deiner Haut auf und lasse es vollständig einziehen.
3. Platziere die LED Décolleté Mask auf deinem Dekolleté, lege die Bänder um den Hals an und verschließe sie hinten mit dem Klett am Nacken. Stelle sicher, dass sie bequem sitzt.
4. Drücke die ON/OFF-Taste an der Fernbedienung bis die Lichter leuchten, um das Gerät einzuschalten. Damit startest du direkt in die Behandlung mit dem Red Light Modus – hierbei sind 10 Minuten voreingestellt.
5. Wechsle nach Belieben zwischen den Modi, indem du die ON/OFF-Taste kurz drückst. Zusätzlich kannst du mit der NIR-Taste die Nahinfrarot Funktion aktivieren.

ANWENDUNG

6. Verlängere nach Belieben die Behandlungszeit, indem du die TIME-Taste drückst.
7. Nach Ablauf der Zeit stellt sich das Gerät automatisch ab.
8. Nehme die LED Décolleté Mask ab und fahre mit deiner üblichen Skincare Routine fort. Nach der Anwendung dringen die Wirkstoffe noch tiefer in die Haut ein.

Verwende die LED Décolleté Mask für optimale Ergebnisse 3-5 Mal pro Woche. Jede Sitzung sollte zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Die Einhaltung dieser empfohlenen Anwendung maximiert die kosmetischen Vorteile der Lichttherapie für deine Haut und garantiert eine sichere Anwendung. Der Blue Light Modus sollte nicht länger als 10 Minuten verwendet werden.

AUSSCHALTEN

Das Gerät schaltet automatisch nach deiner Behandlung aus, je nach gewählter Zeit nach 10 bis 20 Minuten. Du kannst die Behandlung jederzeit durch 3 Sek. Drücken der ON/OFF-Taste beenden.

REINIGUNG

Reinige die LED Décolleté Mask vor und nach jeder Verwendung. Wische die Maske dafür mit einem feuchten Tuch oder einem wasserbasierten Wischtuch ab. Tauche die Maske nicht unter Wasser. Stelle sicher, dass das Gerät während der Reinigung ausgeschaltet ist und nicht geladen wird.

BATTERIE

Die LED Mask wird von einem integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku betrieben, welche am Ende des Lebenszyklus ordnungsgemäß recycelt werden muss. Bitte halte

BATTERIE

dich beim Laden des Akkus immer an die korrekte Anweisung, die im Folgenden aufgeführt ist:

1. Bringe zum Aufladen der Maske das mitgelieferte DC-Kabel an der Fernbedienung an und verbinde es mit einer Stromquelle. Dabei kann die Fernbedienung mit der LED Décolleté Mask weiter verbunden bleiben. **WICHTIG:** Die Maske kann nicht über den USB-C Anschluss geladen werden.
2. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt während des Ladevorgangs. Eine vollständige Ladung dauert etwa 1 Stunde.
3. Trenne das Gerät nach 1 Stunde voller Batterieladung vom Ladegerät, um eine Überladung zu vermeiden, die die Batterielebensdauer im Laufe der Zeit reduzieren kann.
4. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
5. Lade das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C/32°F und 40°C/104°F auf. Vermeide das Laden im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 3 Metern von Wasserquellen.

ACHTUNG!

1. Folgende Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden:
 - Kinder (0-8 Jahre)
 - Schwangere oder stillende Frauen
 - Personen mit Allergien
 - Personen mit Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis oder empfindlicher Haut
 - Personen mit jeglichen bereits bestehenden Entzündungen

ACHTUNG!

- Personen mit geistigen Erkrankungen und eingeschränkten geistigen Fähigkeiten
 - Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen Geräten
 - Personen mit Fieber und anderen körperlichen Abnormitäten, Herzkrankheiten, schweren Krankheiten, akuten Krankheiten, bösartigen Tumoren, Tuberkulose, Bluterkrankungen und anderen Symptomen
 - Personen mit Epilepsie oder Hautkrebs-Vorerkrankungen (Rücksprache mit dem Arzt vor Nutzung erforderlich)
 - Personen mit jeglichen bestehenden Entzündungen oder Vorerkrankungen
2. Nicht auf Augen, Augäpfel, Wunden, Kunststoffteilen, vorderen Hals oder Kehlkopf, Tumoren, Ekzemen, über dem Herzen usw. verwenden.
 3. Nicht bei bestehenden Entzündungen oder anderen Erkrankungen verwenden.
 4. Vermeide die Verwendung des Geräts nach kürzlichen Verletzungen, Operationen oder Ästhetischen Behandlungen, einschließlich Neurotoxin-Behandlungen, dermalen Füllstoffen, Microneedling, Laser- und chemischen Peelings, bis die Haut vollständig verheilt ist.
 5. Nach ästhetischen Behandlungen wie Fillern, Hyaluronsäure, Botox etc. vor der Verwendung Rücksprache mit deinem Arzt halten.
 6. Solltest du während der Verwendung Unbehagen verspüren, die Anwendung sofort abbrechen und medizinische Hilfe aufsuchen.
 7. Das Tool sollte nicht über einen längeren Zeitraum und immer gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Übermäßiger Gebrauch kann Hautprobleme verursachen. Anwendung von max. 3-5 Mal pro Woche für jeweils 10-20 Minuten sollte nicht überschritten werden. Der Blue Light

ACHTUNG!

- Modus sollte nicht länger als 10 Minuten verwendet werden.
8. Die verschiedenen Modi der LED Dekolleté Mask können generell hintereinander verwendet werden. Achte aber darauf, dass die Gesamtanwendungszeit von max. 3-5 Mal pro Woche für je 10-20 Minuten, sowie für den Blue Light Modus max. 10 Minuten, nicht überschritten wird. Bei empfindlicher Haut ist es zudem empfehlenswert, die Modi lieber an verschiedenen Tagen zu nutzen, um Irritationen zu vermeiden.
 9. Wenn du empfindliche Haut hast, konsultiere vor der ersten Anwendung deinen Dermatologen.
 10. Personen, die allergisch auf Licht oder durch die Verwendung von Medikamenten Lichtallergien haben, dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
 11. Wenn Rötungen oder Schwellungen der Haut länger als 2 Stunden anhalten, beende die Anwendung und kontaktiere einen medizinischen Fachmann.
 12. Verwende das Gerät nicht auf offenen Wunden.
 13. Verwende das Gerät nicht auf schmerzhafter, erhabener, krustiger oder blutender Haut. Dies könnte ein Zeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von deinem Arzt überprüft werden.
 14. Führe vor deiner ersten Anwendung am Gesicht einen Sensibilisierungstest wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durch.
 15. Verwende die Maske nur für die in den Anwendungsrichtlinien angegebenen Zustände. Das Gerät wurde ausschließlich für diese aufgeführten Zustände getestet, und Risiken für andere Zustände sind unbekannt.
 16. Trage vor der Verwendung des Red Light und NIR Modus kein Retinol auf. Die Verwendung von Bakuchiol hingegen ist erlaubt.
 17. Einige Personen können nach der Verwendung des Blauen Lichts Rötungen, Trockenheit oder Reizungen erfahren.
 18. Setze die Haut nicht übermäßig dem Blauen Licht aus, da dies zu Pigmentierung oder Dunkelfärbung führen kann.

ACHTUNG!

19. Suche vor der Verwendung des Blauen Licht Rat bei einem Dermatology oder Gesundheitsdienstleister, wenn du eine bestehende Hauterkrankung hast oder dermatologische Behandlungen durchgeführt wurden.
20. Deine Haut kann für zwei oder drei Tage empfindlicher gegenüber Sonnenlicht werden – trage Sonnenschutz auf.
21. Das Tool nicht in der Nähe einer Feuerquelle aufbewahren, erhitzen oder bei sehr hoher Umgebungstemperatur verwenden.
22. An einem normal temperierten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
23. Wenn das Tool durch Stöße oder Stürze beschädigt wird, bitte nicht weiter verwenden.
24. Das Tool nicht selbst ändern, zerlegen oder reparieren. Für Reparaturen wende dich bitte direkt an den Inverkehrbringer oder Hersteller.
25. Verhindere, dass die interne Batterie mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommt. Bei Exposition gegenüber Batterieflüssigkeiten Schutzhandschuhe tragen und bei Haut- oder Augenkontakt ärztliche Hilfe suchen.
26. Verwende keine Zubehörteile, die nicht Teil des Lieferumfangs sind.
27. Das Ladekabel nicht drehen, knicken, gewaltsam herausziehen, um das Gerät wickeln oder anderweitig beschädigen, da dies zu Feuer oder Kurzschluss führen kann. Wenn das Ladekabel beschädigt ist oder heiß wird, die Verwendung sofort einstellen. Vermeide den Betrieb des Geräts unter Decken oder Kissen, um eine übermäßige Erwärmung und mögliche Brandgefahren zu verhindern.
28. Verwende das Gerät nicht, ohne vor der Behandlung Cremes, Seren, Lotionen, ätherische Öle und Make-up zu entfernen. Diese Produkte können eine Lichtsensibilisierung verursachen oder die Wirksamkeit der LED-Behandlung beeinträchtigen. Ausschließlich für die Lichttherapie geeignete Seren vor der Behandlung auftragen.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Die LED Décolleté Mask und Zubehörteile sind nicht wasserdicht und darf nicht unter Wasser getaucht oder maschinengewaschen werden. Vermeide es, das Gerät dort zu platzieren, wo es in Wasser fallen oder hineingezogen werden kann.
2. Flecken und Produktrückstände auf der Maske können nach der Anwendung mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
3. Für die Reinigung keine alkalischen Reinigungsmittel, flüchtige Öle mit Alkohol, Verdünner oder andere Lösungsmittel verwenden.
4. Wenn das Tool längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es regelmäßig eingeschaltet und alle drei Monate aufgeladen werden, um die Funktionalität zu prüfen. Vor längerem Nicht-Gebrauch das Tool reinigen und an einem verschlossenen und trockenen Ort aufbewahren
5. Öffne das Gerät, die Batterien oder das Ladegerät nicht, da dies Risiken eines elektrischen Schlages, Feuers oder der Exposition gegenüber Batteriechemikalien mit sich bringen kann. Die Demontage oder falsche Wiederausstellung führt zum Verlust der Garantie.
6. Verwende nur die angegebenen Reinigungsprodukte, um Beschädigungen zu vermeiden.
7. Bewahre die LED Décolleté Mask, die Batterie und das Ladekabel an einem kühlen, trockenen Ort auf.

ENTSORGUNG

WICHTIG: Das Gerät zur ordnungsgemäßen Entsorgung vollständig entladen bei einer Sammelstele zum Recycling abgeben. Das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht selber



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Le-

ENTSORGUNG

bensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben. Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfreientnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.
- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.
- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch

ENTSORGUNG

thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

GARANTIE

1. Das Produkt ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß den Anweisungen abgedeckt. Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen werden Teile und Reparaturen innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum kostenlos angeboten.
2. Produktfehler oder Schäden, die durch menschliches Versagen, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
3. Starke Kollisionen oder Zusammenstöße, zu hohe oder zu niedrige Spannungen der Stromversorgung sowie Produktfehler oder Schäden, die durch unvermeidbare Umstände verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
4. Für die oben genannten Fälle, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, wird der Inverkehrbringer entscheiden, ob eine Reparatur möglich ist, und Teile und Reparaturkosten in Rechnung stellen.
5. Diese Garantieklausel gilt nur für Produkte, die von Verbrauchern für persönliche Gebrauchszwecke gekauft und verwendet werden, nicht für industrielle und gewerbliche Nutzung.
6. Wir behalten uns das Recht vor, das Produktbild aufgrund von Produktoptimierungen anzupassen. Das Produkt entspricht dem tatsächlichen Objekt.
7. Hersteller & Inverkehrbringer: Rosental Organics GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 14, 10178 Berlin, Germany

USER MANUAL

Enjoy every moment with your LED Décolleté Mask | Advanced Beauty Tool that includes light therapy from Rosental Organics!


Before using your new tool, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Our LED Décolleté Mask is a home-use device designed to promote collagen production, improve circulation and skin elasticity, and reduce inflammation, blemishes, and pigmentation.


To ensure correct usage of this product, please read all safety precautions carefully before using. These precautions will help you use this product correctly to avoid personal injury or damage to yourself or others. The safety precautions are listed below. Please comply with the corresponding regulations!

PARTS

Remote Control




LED Décolleté Mask



ASSEMBLY

STEP 1




Attach the straps to the mask by threading them through the openings and securing them inside with the Velcro.

STEP 2



Remove the protective film from the mask.

STEP 3



Connect the remote control to the mask using the USB-C cable. Connect the second cable to the DC port on the remote for charging.

MODES

Modes	Recommended Serum	Function*
NIR Near-Infrared	Botanical Lifting Effect Serum, Slow-Aging Ampulles, EMS & Light Therapy Serum	Near-Infrared (NIR) light penetrates deeper into the skin layers at 850nm than visible light, providing a warming effect. This can promote cell renewal, improve circulation and skin moisture, and reduce fine lines, wrinkles, and inflammation.
Red Light	Botanical Lifting Effect Serum, Hyaluron Serum, Squalane Serum, EMS & Light Therapy Serum	At 660nm, the Red Light penetrates the dermis, promoting collagen production and vitality, improving skin elasticity and hydration, and imparting a fresh glow.
Yellow Light	Brightening Serum, Vitamin C Serum, EMS & Light Therapy Serum	At 590nm, the Yellow Light accelerates blood circulation, activates cells, balances skin structure, promotes cell growth, and breaks down skin melanin, thereby reducing dark spots, redness, and blue marks.
Blue Light	Bakuchiol Serum, Niacinamide Serum, EMS & Light Therapy Serum	The Blue Light at 410nm is renowned for its antibacterial properties, reducing inflammation and blemishes, and increasing skin oxygenation.

*The benefits described are based on experience.

NOTICE: BEFORE USE

- Before each use, inspect the LED Décolleté Mask. Do not continue use if there are obvious damages.
- The device cannot be operated while charging.
- Store the LED Décolleté Mask flat at room temperature, in dry conditions, and away from direct sunlight.
- Avoid prolonged use of the tool. Excessive use may cause skin issues. It is recommended to use the device 3-5 times per week for 10 to 20 minutes each session. Blue Light mode should not be used for longer than 10 minutes.
- Temporary redness may occur immediately after treatment, which should subside within 1-2 hours.
- If you experience discomfort during use, discontinue immediately and seek medical assistance.
- Keep the LED Décolleté Mask out of the reach of children (0-8 years), who should not perform any maintenance or cleaning on the device. The device is not a toy.
- To protect your eyes, do not stare directly into the LED lights during treatment. Ensure no part of the LED lights cover your eyes during use.
- This product is an electronic device for home use, not a medical device, and is not intended for diagnostic, therapeutic, or commercial purposes.
- Please use only the provided cable with DC port to charge the LED Décolleté Mask. The controller's indicator light will blink during charging.

APPLICATION

BEFORE FIRST USE

Perform a sensitivity test on your décolleté before the first application:

1. Place the mask on your inner arm.
2. Press and hold the ON/OFF button until the lights illuminate, and allow the device to complete its full 10-minute treatment program.
3. If your skin feels hot or uncomfortable at any time, turn off the device immediately and remove it.
4. Wait at least 6 hours after treatment. If redness or itching occurs on your inner arm, the LED Décolleté Mask may not be suitable for you. Consult your doctor before use.

POWER ON

Press and hold the ON/OFF button for approximately 3 sec until the lights illuminate.

SELECTING MODE

Use the ON/OFF button to switch between the three modes by pressing it briefly. The top of the remote control displays an indicator with R | B | Y, showing which mode is active.

Use the NIR button to activate the Near-Infrared mode. This mode can be selected in addition to the three main modes for more intensive treatment.

ADJUSTING INTENSITY

Use the INTENSITY button to adjust the strength. The top of the remote control displays an indicator with three bars indicating the intensity level.

Start with intensity level 1 during your first use to allow your skin time to adjust and build tolerance. Monitor how your skin responds and make adjustments as needed for optimal results.

APPLICATION

SETTING TIME

The treatment starts with a default time of 10 minutes. Use the TIME button to extend the treatment duration. The top of the remote control displays an indicator showing the selected treatment duration of 10, 15, or 20 minutes.

Adjust the treatment duration according to your skin type. Monitor how your skin responds and make adjustments as needed for optimal results.

IMPORTANT: The Blue Light mode should not be used for more than 10 minutes and is preset accordingly.

HOW TO USE

1. Cleanse your décolleté with a gentle cleansing product.
2. Use the mask directly on cleansed skin. Or, if you prefer, apply a serum suitable for light therapy to your skin and allow it to fully absorb.
3. Place the LED Décolleté Mask on your décolleté, loop the straps around your neck, and secure them at the back of your neck with the Velcro. Ensure a comfortable fit.
4. Press the ON/OFF button on the remote control until the lights illuminate to turn on the device. This starts the treatment directly in the Red Light mode, preset to 10 minutes.
5. Switch between modes as desired by briefly pressing the ON/OFF button. Additionally, you can activate the Near-Infrared function with the NIR button.
6. Extend the treatment time as desired by pressing the TIME button.
7. The device will automatically shut off after the set time.
8. Remove the LED Décolleté Mask and proceed with your usual skincare routine. After the treatment, active ingredients penetrate even deeper into the skin.

APPLICATION

For optimal results, use the LED Décolleté Mask 3-5 times per week. Each session should last between 10 and 20 minutes. Following these recommended guidelines maximizes the cosmetic benefits of light therapy for your skin. skin and guarantees a safe usage. The Blue Light mode should not be used for more than 10 minutes.

POWER OFF

The device will automatically turn off after your treatment, depending on the selected time of 10 to 20 minutes. You can end the treatment at any time by pressing the ON/OFF button for 3 seconds.

CLEANING

Clean the LED Décolleté Mask before and after each use. Wipe the mask with a damp cloth or a water-based wipe. Do not submerge the mask in water. Ensure the device is turned off and not charging during cleaning.

BATTERY

The LED Mask operates on a built-in rechargeable lithium-polymer battery, which can be properly recycled at the end of its lifecycle. Always follow correct charging instructions listed below:

1. To charge the mask, attach the supplied DC cable to the remote control and connect it to a power source. The remote control can remain connected to the LED Décolleté Mask. **IMPORTANT:** The mask cannot be charged via the USB-C port.
2. The controller's indicator light will blink during charging. A full charge takes approximately 1 hour.
3. Disconnect the device from the charger after 1 hour of full battery charge to avoid overcharging, which may reduce battery lifespan over time.
4. The device cannot be operated while charging.

BATTERY

5. Only charge the device at ambient temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Avoid charging outdoors, in bathrooms, or within 3 meters of water sources.

CAUTION!

1. The following persons should not use this product:
 - Children (0-8 years)
 - Pregnant or breastfeeding women
 - People with allergies
 - People with skin injuries, eczema, swelling, skin diseases, atopic dermatitis or sensitive skin
 - People with any pre-existing inflammation
 - People with mental illnesses and impaired mental abilities
 - People with a pacemaker or other devices
 - People with fever and other physical abnormalities, heart disease, serious illnesses, acute illnesses, malignant tumours, tuberculosis, blood disorders and other symptoms
 - People with epilepsy or a history of skin cancer (consultation with a doctor is required before use)
 - People with any existing inflammation or pre-existing conditions
2. Do not use on eyes, eyeballs, wounds, plastic parts, anterior neck or larynx, tumours, eczema, over the heart, etc.
3. Do not use the tool in case of any pre-existing inflammations or other illnesses.
4. Avoid using the device after recent injuries, surgery or aesthetic treatments, including neurotoxin treatments, dermal fillers, microneedling, laser and chemical peels, until the skin has fully healed.
5. After aesthetic treatments such as fillers, hyaluronic acid, Botox etc., consult your doctor before use.

CAUTION!

6. If you feel any discomfort during use, discontinue use immediately.
7. The tool should not be used over a long period of time and should always be used in accordance with the instructions for use. Excessive use can cause skin problems. A maximum of 3-5 uses per week for 10-20 minutes each time should not be exceeded. The Blue Light mode should not be used for longer than 10 minutes.
8. The different modes of the LED décolleté mask can generally be used in succession. However, make sure that the maximum total application time of 3-5 per week of 10-20 minutes each, and a maximum of 10 minutes for the Blue Light mode, is not exceeded. If you have sensitive skin, it is also advisable to use the modes on different days to avoid irritation.
9. If you have sensitive skin, consult your dermatologist before first use.
10. Individuals allergic to light or experiencing light allergies from medication should not use this device.
11. If redness or swelling of the skin persists for more than 2 hours, discontinue use and seek medical attention.
12. Do not use the device on open wounds.
13. Do not use the device on painful, elevated, crusted, or bleeding skin. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
14. Carry out a sensitisation test on your face as described in the operating instructions before your first application.
15. Use the mask only for the conditions specified in the application guidelines. The device has been tested only for these listed conditions, and risks for other conditions are unknown.
16. Do not apply Retinol before using the Red Light and NIR modes. However, using Bakuchiol is allowed.
17. Some individuals may experience redness, dryness, or irritation after using Blue Light.
18. Avoid excessive exposure of the skin to Blue Light, as it may lead to pigmentation or darkening.

CAUTION!

19. Consult a dermatologist or healthcare provider before using Blue Light if you have an existing skin condition or have undergone dermatological treatments.
20. Your skin may become more sensitive to sunlight for two or three days - apply sunscreen.
21. Do not store the tool near a fire source, heat it, or use it at very high ambient temperatures. Store it in a normally temperate, dry, and ventilated place.
22. If the tool is damaged by impacts or falls, please do not continue to use it.
23. Do not modify, disassemble, or repair the tool yourself. For repairs, please contact the distributor or manufacturer directly.
24. Prevent the internal battery from coming into contact with skin, eyes, or mouth. Wear protective gloves if exposed to battery fluids and seek medical help if skin or eye contact occurs.
25. Do not use accessories not included in the package.
26. Do not twist, bend, forcibly pull out the charging cable, wrap it around the device, or otherwise damage it, as this may cause fire or short circuit. If the charging cable is damaged or becomes hot, stop using it immediately.
27. Avoid operating the device under blankets or pillows to prevent excessive heating and potential fire hazards.
28. Do not operate the device without removing creams, serums, lotions, essential oils, and makeup before treatment. These products may cause photosensitivity or affect the effectiveness of the LED treatment. Apply serums suitable for light therapy before treatment.

CARE AND MAINTENANCE

1. The LED Décolleté Mask and accessories are not waterproof and should not be submerged in water or machine-washed. Avoid placing the device where it can fall into or be drawn into water.

CARE AND MAINTENANCE

2. Stains and product residues on the mask can be wiped off with a damp cloth after use.
3. Do not use alkaline cleaners, volatile oils with alcohol, thinners, or other solvents for cleaning.
4. If the tool is not used for an extended period, it should be powered on regularly and charged every three months to check functionality. Clean the tool before longer periods of non-use and store it in a sealed, dry place.
5. Do not open the device, batteries, or charger, as this poses risks of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. Disassembly or improper reassembly will void the warranty.
6. Use only the specified cleaning products to avoid damage.
7. Store the LED Décolleté Mask, battery, and charging cable in a cool, dry place.

DISPOSAL

IMPORTANT: Return the tool to a authorized collection point for disposal after battery is completely empty. Do not disassemble the tool yourself.



This symbol indicates that batteries and accumulators must not be disposed of with regular household waste. You are legally obligated to return them free of charge to a publicly authorized collection point or to collection points set up by distributors for recycling at the end of their lifespan.

Batteries and accumulators that are not firmly enclosed in the device and can be removed without destruction must be separated and disposed of in a discharged state according to the designated disposal method. The recycling and proper disposal of old devices and batteries are important contributions to protecting our environment. Improper disposal can lead to toxic substances

DISPOSAL

entering the environment, which can have harmful effects on humans, animals, and plants.

Below are some best practices and recommendations to extend the lifespan of your batteries and accumulators and enable their reuse:

- Charge your batteries properly and fully to maximize their lifespan. Fully discharge them with a suitable charger if necessary before recharging.
- Consider using rechargeable batteries. These can be reused and recharged multiple times, reducing the amount of battery waste.
- Always use the correct type of batteries for your devices. Improper usage can shorten battery life and may have harmful effects.

Always follow safety instructions when handling used batteries. Lithium-containing used batteries (Li = Lithium) pose a high fire hazard. Therefore, special attention must be paid to the proper disposal of lithium-containing used batteries and accumulators. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can result in a fire or explosion and have serious consequences for humans and the environment. To prevent a short circuit, tape over the terminals or contacts of the battery before disposal.

WARRANTY

1. The product is covered under warranty for proper use as per instructions. Parts and repairs will be offered free of charge within one year from the date of purchase for malfunctions or damages.
2. Product defects or damages caused by human error, misuse, or improper use are not covered by the warranty.

WARRANTY

3. Strong collisions or impacts, excessively high or low voltage power supply, as well as product defects or damages caused by unavoidable circumstances, are not covered by the warranty.
4. For the above cases not covered by the warranty, the distributor will decide if repair is possible and charge for parts and repairs accordingly.
5. This warranty clause applies only to products purchased and used by consumers for personal use, not for industrial and commercial use.
6. We reserve the right to adjust the product image due to product optimization. The product corresponds to the actual object.
7. Manufacturer & Distributor: Rosental Organics GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 14, 10178 Berlin, Germany

LIEFERUMFANG | SCOPE OF DELIVERY

- 1x LED Dekolleté Maske | LED Décolleté Mask
- 1x Fernbedienung | Remote
- 2x Befestigungsbänder | Neck Straps
- 1x Ladekabel USB-C an DC | Charging Cable USB-C to DC
- 1x Aufbewahrungsbeutel | Travel Bag
- 1x Bedienungsanleitung | Manual

SPEZIFIKATION | SPECIFICATION

Produktname | Product Name

LED Décolleté Mask | Advanced Beauty Tool with Light Therapy

Produktmodell | Product Model

RO-9668

Ladespannung/-strom | Charging Voltage/Current

5 V / 1 A

Batterie | Battery

Polymer-Lithium-Batterie 3,7V 2000mAh | Polymer lithium battery 3.7V 2000mAh

Nennleistung | Rated Power

≤ 6.5 Watt

LED Lichter | LED Lights

72 Stk, 288 Lichtstrahlen | 72 PCS, 288 beams of light

Rote, Blaue und Gelbe Farbe | Red, Blue and Yellow color

Produktmaterial | Product Material

ABS / Silikon | ABS / Silicone

Produktabmessungen | Product Measurements

LED Mask 347 x 239 x 3.8 mm

Remote 130 x 40 x 26.5mm

Produktgewicht | Product Weight

194 g

Herkunftsland | Country of Origin

Made in China

ROSENAL

ORGANICS