


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## USER MANUAL

---

LED FACE MASK | ADVANCED BEAUTY TOOL  
WITH LIGHT THERAPY



CONTOURING



DEPUFF



BALANCING

## **Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner LED Face Mask | Advanced Beauty Tool mit Lichttherapie von Rosental Organics!**


Bevor du dein neues Tool verwendest, lies dir bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie für zukünftige Referenz auf.

Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt korrekt verwendest, lies bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du es verwendest. Die Sicherheitshinweise helfen dir, dieses Produkt korrekt zu verwenden, um persönliche Verletzungen oder Sachschäden für dich oder andere zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise findest du im Folgenden. Bitte beachte die entsprechenden Bestimmungen!


# EINZELTEILE

---

## Fernbedienung




## LED Face Mask



# AUFBAU


---

## STEP 1



Ziehe die Schutzfolie von der Maske ab.

## STEP 2



Bringe den rechten und linken  
Silikon-Augenschutz innen an der Maske an.

---


## STEP 3



Bringe die Bänder an der Maske an, indem du diese durch die  
Öffnungen ziehst und innen mit dem Klett verschließt.

---

## STEP 4



Schließe die Fernbedienung mit dem  
USB-C Kabel an der Maske an.

## MODUS

---

Modus	Passendes Serum	Funktion
<b>NIR Nahinfrarot</b>	Skin Activation Serum, Botanical Lifting Effect Serum, Slow-Aging Ampullen	Das Nahinfrarot (NIR) Licht dringt mit 850nm tiefer in die Hautschichten ein als sichtbares Licht und hat erwärmende Effekte. Dadurch kann es die Zellerneuerung fördern, Durchblutung und Hautfeuchtigkeit verbessern, feine Linien, Falten und Entzündungen reduzieren.
<b>Red Light</b>	Skin Activation Serum, Botanical Lifting Effect Serum, Hyaluron Serum, Squalane Serum	Mit 660nm dringt das rote Licht in die Dermis ein, fördert die Kollagenproduktion und Vitalität, verbessert die Elastizität und den Wassergehalt der Haut und verleiht einen frischen Glow.
<b>Yellow Light</b>	Skin Activation Serum, Brightening Serum, Vitamin C Serum	Mit 590nm beschleunigt das gelbe Licht die Blutzirkulation, aktiviert die Zellen, balanciert die Hautstruktur aus, fördert das Zellwachstum und zersetzt Hautmelanin, wodurch dunkle Flecken, Rötungen und blaue Abdrücke reduziert werden.
<b>Blue Light</b>	Skin Activation Serum, Bakuchiol Serum, Niacinamide Serum	Das blaue Licht mit 410nm ist bekannt für seine antibakteriellen Eigenschaften, reduziert Entzündungen und Unreinheiten und erhöht den Sauerstoffgehalt der Haut.

## HINWEIS: VOR DER ANWENDUNG

---

- Überprüfe vor jeder Anwendung die LED Face Mask.
- Bei offensichtlichen Schäden nicht mit der Verwendung fortfahren.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
- Lagere die LED Face Mask flach bei Raumtemperatur, trockenen Bedingungen und fern von direktem Sonnenlicht.
- Das Tool sollte nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Übermäßiger Gebrauch kann Hautprobleme verursachen. Eine Anwendung von maximal 3-5 Mal pro Woche für jeweils 10 bis 20 Minuten wird empfohlen.
- Direkt nach der Behandlung können vorübergehend Rötungen auftreten, die innerhalb von 1-2 Stunden zurückgehen.
- Solltest du nach der Verwendung Unbehagen verspüren, die Anwendung sofort abbrechen und medizinische Hilfe aufsuchen.
- Die LED Face Mask außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Zum Schutz der Augen nicht direkt in das LED-Licht schauen und den Augenschutz während der Behandlung verwenden. Stelle sicher, dass kein Teil des LED Lichter während der Verwendung die Augen bedeckt.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät für den Hausgebrauch, kein medizinisches Gerät, und ist nicht für diagnostische, therapeutische und andere kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Bitte verwende ausschließlich das mitgelieferte Kabel zum Aufladen der LED Face Mask. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt während des Ladevorgangs.

# ANWEDUNG

---

## VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Führe vor deiner ersten Anwendung am Gesicht einen Sensibilisierungstest durch:

1. Platziere die Maske auf deinem inneren Arm.
2. Halte die ON/OFF-Taste gedrückt, bis die Lichter leuchten, und lass das Gerät sein volles 10-minütiges Behandlungsprogramm durchlaufen.
3. Falls deine Haut sich zu irgendeinem Zeitpunkt heiß oder unangenehm anfühlt, schalte das Gerät sofort aus und entferne es.
4. Warte nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn Rötungen oder Juckreiz an deinem inneren Arm auftreten, ist die LED Face Mask möglicherweise nicht für dich geeignet. Halte vor der Anwendung bitte Rücksprache mit deinem Arzt.

## EINSCHALTEN

Halte die ON/OFF-Taste für etwa 3 Sek. gedrückt, bis die Lichter leuchten.

## MODUS WÄHLEN

Mit der ON/OFF-Taste kannst du zwischen den drei Modi wechseln, indem du diese einmal kurz drückst. Oben an der Fernbedienung siehst du eine Anzeige mit R | B | Y, wobei jeweils der Modus leuchtet, welcher aktiviert ist. Mit der NIR-Taste kannst du den Nahinfrarot-Modus aktivieren. Dieser kann für eine intensivere Behandlung neben den drei Modi ausgewählt werden.

## ANWEDUNG

---

### INTENSITÄT EINSTELLEN

Mit der INTENSITÄTS-Taste kannst du die Stärke einstellen. Oben an der Fernbedienung siehst du eine Anzeige mit drei Balken, die die Intensitätsstufe anzeigt.

Starte bei deiner ersten Anwendung mit der Intensitätsstufe 1, um deiner Haut Zeit zur Anpassung und Toleranzaufbau zu geben. Beobachte, wie deine Haut reagiert, und nimm bei Bedarf Anpassungen für optimale Ergebnisse vor.

### ZEIT EINSTELLEN

Zum Start der Behandlung sind 10 Minuten voreingestellt. Mit der ZEIT-Taste kannst du die Behandlungsdauer verlängern. Oben an der Fernbedienung siehst du eine Anzeige, die die gewählte Behandlungsdauer von 10, 15, 20 Minuten anzeigt.

Pass die Beleuchtungsdauer an deinen Hauttypen an. Beobachte, wie deine Haut reagiert, und nimm bei Bedarf Anpassungen für optimale Ergebnisse vor.

Der Blue Light Modus sollte nicht länger als 10 Minuten verwendet werden und ist entsprechend voreingestellt.

### ANWENDUNG

1. Reinige dein Gesicht mit einem sanften Gesichtereiniger.
2. Trage ein für die Lichttherapie geeignetes Serum auf deiner Haut auf.
3. Platziere die LED Face Mask auf deinem Gesicht und lege die Bänder um die Ohren an und verschließe sie hinten mit dem Klett am Kopf. Stelle sicher, dass sie bequem sitzt.



## ANWEDUNG

---

4. Drücke die ON/OFF-Taste an der Fernbedienung bis die Lichter leuchten, um das Gerät einzuschalten. Damit startest du direkt in die Behandlung mit dem Red Light Modus – hierbei sind 10 Minuten voreingestellt.
5. Wechsle nach Belieben zwischen den Modi, indem du die
6. ON/OFF-Taste kurz drückst. Zusätzlich kannst du mit der NIR-Taste die Nahinfrarot Funktion aktivieren.  
Verlängere nach Belieben die Behandlungszeit, indem du die TIME-Taste drückst.
7. Nach Ablauf der Zeit stellt sich das Gerät automatisch ab.
8. Nehme die LED Face Mask ab und fahre mit deiner üblichen Skincare Routine fort.

Verwende die LED Face Mask für optimale Ergebnisse 3-5 Mal pro Woche. Jede Sitzung sollte zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Die Einhaltung dieser empfohlenen Anwendung maximiert die Vorteile der Lichttherapie für deine Haut.

## AUSSCHALTEN

Das Gerät schaltet automatisch nach deiner Behandlung aus, je nach gewählter Zeit nach 10 bis 20 Minuten. Du kannst die Behandlung jederzeit durch 3 Sek. Drücken der ON/OFF-Taste beenden.

## ANWEDUNG

---

### REINIGUNG

Reinige die LED Face Mask vor und nach jeder Verwendung. Wische die Maske dafür mit einem feuchten Tuch oder einem wasserbasierten Wischtuch ab. Tauche die Maske nicht unter Wasser. Stelle sicher, dass das Gerät während der Reinigung ausgeschaltet ist und nicht geladen wird. Die Augen Aufsätze kannst du herausnehmen und unter fließend Wasser reinigen. Trockne diese danach mit einem Tuch ab.

### BATTERIE

---

Die LED Mask wird von einem integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku betrieben, welche am Ende des Lebenszyklus ordnungsgemäß recycelt werden muss. Bitte halte dich beim Laden des Akkus immer an die korrekte Anweisung, die im Folgenden aufgeführt ist:

1. Bringe zum Aufladen der Maske das mitgelieferte DC-Kabel an der Fernbedienung an und verbinde es mit einer Stromquelle. Dabei kann die Fernbedienung mit der LED Face Mask weiter verbunden bleiben.
2. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt während des Ladevorgangs. Eine vollständige Ladung dauert etwa 1 Stunde.
3. Trenne das Gerät nach 1 Stunde voller Batterieladung vom Ladegerät, um eine Überladung zu vermeiden, die die Batterielebensdauer im Laufe der Zeit reduzieren kann.
4. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
5. Lade das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C/32°F und 40°C/104°F auf. Vermeide das Laden im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 3 Metern von Wasserquellen.

## ACHTUNG!

---

1. Folgende Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden:
  - Kinder, Schwangere oder stillende Frauen
  - Personen mit Allergien
  - Personen mit Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis oder empfindlicher Haut
  - Menschen mit geistigen Erkrankungen
  - Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen Geräten
  - Personen mit Fieber und anderen körperlichen Abnormitäten, Herzkrankheiten, schweren Krankheiten, akuten Krankheiten, bösartigen Tumoren, Tuberkulose, Bluterkrankungen und anderen Symptomen.
2. Nicht auf Augen, Augäpfel, Wunden, Kunststoffteilen, vorderen Hals oder Kehlkopf, Tumoren, Ekzemen, über dem Herzen usw. verwenden.
3. Vermeide die Verwendung des Geräts nach kürzlichen Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbearbeitungen, einschließlich Neurotoxin-Behandlungen, dermalen Füllstoffen, Microneedling, Laser- und chemischen Peelings, bis die Haut vollständig verheilt ist.
4. Wenn du empfindliche Haut hast, konsultiere vor der ersten Anwendung deinen Dermatologen.
5. Personen, die allergisch auf Licht oder durch die Verwendung von Medikamenten Lichtallergien haben, dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
6. Wenn Rötungen oder Schwellungen der Haut länger als 2 Stunden anhalten, beende die Anwendung und kontaktiere einen medizinischen Fachmann.
7. Verwende das Gerät nicht auf offenen Wunden.

## ACHTUNG!

---

8. Verwende das Gerät nicht auf schmerzhafter, erhabener, krustiger oder blutender Haut. Dies könnte ein Zeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von deinem Arzt überprüft werden
9. Verwende die Maske nur für die in den Anwendungsrichtlinien angegebenen Zustände. Das Gerät wurde ausschließlich für diese aufgeführten Zustände getestet, und Risiken für andere Zustände sind unbekannt.
10. Trage vor der Verwendung des Red Light und NIR Modus kein Retinol auf. Die Verwendung von Bakuchiol hingegen ist erlaubt.
11. Einige Personen können nach der Verwendung des Blauen Lichts Rötungen, Trockenheit oder Reizungen erfahren.
12. Setze die Haut nicht übermäßig dem Blauen Licht aus, da dies zu Pigmentierung oder Dunkelfärbung führen kann.
13. Suche vor der Verwendung des Blauen Licht Rat bei einem Dermatologen oder Gesundheitsdienstleister, wenn du eine bestehende Hauterkrankung hast oder dermatologische Behandlungen durchgeführt wurden.
14. Deine Haut kann für zwei oder drei Tage empfindlicher gegenüber Sonnenlicht werden - trage Sonnenschutz auf.
15. Das Tool nicht in der Nähe einer Feuerquelle aufbewahren, erhitzen oder bei sehr hoher Umgebungstemperatur verwenden. An einem normal temperierten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
16. Wenn das Tool durch Stöße oder Stürze beschädigt wird, bitte nicht weiter verwenden.
17. Das Tool nicht selbst ändern, zerlegen oder reparieren. Für Reparaturen wende dich bitte direkt an den Inverkehrbringer oder Hersteller.

## ACHTUNG!

---

18. Verhindere, dass die interne Batterie mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommt. Bei Exposition gegenüber Batterieflüssigkeiten Schutzhandschuhe tragen und bei Haut- oder Augenkontakt ärztliche Hilfe suchen.
19. Verwende keine Zubehörteile, die nicht Teil des Lieferumfangs sind.
20. Das Ladekabel nicht drehen, knicken, gewaltsam herausziehen, um das Gerät wickeln oder anderweitig beschädigen, da dies zu Feuer oder Kurzschluss führen kann. Wenn das Ladekabel beschädigt ist oder heiß wird, die Verwendung sofort einstellen.
21. Vermeide den Betrieb des Geräts unter Decken oder Kissen, um eine übermäßige Erwärmung und mögliche Brandgefahren zu verhindern
22. Verwende das Gerät nicht, ohne vor der Behandlung Cremes, Seren, Lotionen, ätherische Öle und Make-up zu entfernen. Diese Produkte können eine Lichtsensibilisierung verursachen oder die Wirksamkeit der LED-Behandlung beeinträchtigen. Ausschließlich für die Lichttherapie geeignete Seren vor der Behandlung auftragen.

## PFLEGE UND WARTUNG

---

1. Die LED Face Mask und Zubehörteile sind nicht wasserdicht und darf nicht unter Wasser getaucht oder maschinengewaschen werden. Vermeide es, das Gerät dort zu platzieren, wo es in Wasser fallen oder hineingezogen werden kann.
2. Flecken und Produktrückstände auf der Maske können nach der Anwendung mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
3. Für die Reinigung keine alkalischen Reinigungsmittel, flüchtige Öle mit Alkohol, Verdünner oder andere Lösungsmittel verwenden.

## PFLEGE UND WARTUNG

---

4. Wenn das Tool längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es regelmäßig eingeschaltet und alle drei Monate aufgeladen werden, um die Funktionalität zu prüfen. Vor längerem Nicht-Gebrauch das Tool reinigen und an einem verschlossenen und trockenen Ort aufbewahren
5. Öffne das Gerät, die Batterien oder das Ladegerät nicht, da dies Risiken eines elektrischen Schlages, Feuers oder der Exposition gegenüber Batteriechemikalien mit sich bringen kann. Die Demontage oder falsche Wiederausstellung führt zum Verlust der Garantie.
6. Verwende nur die angegebenen Reinigungsprodukte, um Beschädigungen zu vermeiden.
7. Bewahre die LED Face Mask, die Batterie und das Ladekabel an einem kühlen, trockenen Ort auf.

## ENTSORGUNG

---

1. Vor der Entsorgung das Tool ordnungsgemäß zerlegen und den Akku aus der Fernbedienung entfernen. Schalte hierzu zuerst die Stromversorgung ab.
2. Vorsichtig den Batterieanschluss von der Leiterplatte abziehen und die Batterie herausnehmen.
3. Den Akku separat vom Gehäuse ordnungsgemäß bei einer Recyclingstation gemäß der örtlichen Richtlinien entsorgen.

## GARANTIE

---

1. Das Produkt ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß den Anweisungen abgedeckt. Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen werden Teile und Reparaturen innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum kostenlos angeboten.
2. Produktfehler oder Schäden, die durch menschliches Versagen, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
3. Starke Kollisionen oder Zusammenstöße, zu hohe oder zu niedrige Spannungen der Stromversorgung sowie Produktfehler oder Schäden, die durch unvermeidbare Umstände verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
4. Für die oben genannten Fälle, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, wird der Inverkehrbringer entscheiden, ob eine Reparatur möglich ist, und Teile und Reparaturkosten in Rechnung stellen.
5. Diese Garantieklausel gilt nur für Produkte, die von Verbrauchern für persönliche Gebrauchszwecke gekauft und verwendet werden, nicht für industrielle und gewerbliche Nutzung.
6. Wir behalten uns das Recht vor, das Produktbild aufgrund von Produktoptimierungen anzupassen. Das Produkt entspricht dem tatsächlichen Objekt.
7. Hersteller & Inverkehrbringer: Rosental Organics GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 14, 10178 Berlin, Germany.

**We wish you lots of enjoyment with your  
LED Face Mask | Advanced Beauty Tool  
with light therapy from Rosental Organics!**

Before using your new tool, please read this manual carefully and keep it for future reference.


To ensure correct usage of this product, please read all safety precautions carefully before using. These precautions will help you use this product correctly to avoid personal injury or damage to yourself or others. The safety precautions are listed below. Please comply with the corresponding regulations!




# PARTS

---

## Remote Control




## LED Face Mask



# ASSEMBLY

---

## STEP 1



Remove the protective film from the mask.

## STEP 2



Attach the right and left silicone eye protection inside the mask.

---


## STEP 3



Attach the straps to the mask by threading them through the openings and securing them inside with the Velcro.

---

## STEP 4



Connect the remote control to the mask using the USB-U cable.

## MODES

---

Mode	Recommended Serum	Function
<b>NIR Near-Infrared</b>	Skin Activation Serum, Botanical Lifting Effect Serum, Slow-Aging Ampullen	Near-Infrared (NIR) light penetrates deeper into the skin layers at 850nm than visible light, providing a warming effect. This can promote cell renewal, improve circulation and skin moisture, and reduce fine lines, wrinkles, and inflammation.
<b>Red Light</b>	Skin Activation Serum, Botanical Lifting Effect Serum, Hyaluron Serum, Squalane Serum	At 660nm, the Red Light penetrates the dermis, can promote collagen production and vitality, improving skin elasticity and hydration, and imparting a fresh glow.
<b>Yellow Light</b>	Skin Activation Serum, Brightening Serum, Vitamin C Serum	At 590nm, the Yellow Light can accelerate blood circulation, activates cells, balances skin structure, promotes cell growth, and breaks down skin melanin, thereby reducing dark spots, redness, and blue marks.
<b>Blue Light</b>	Skin Activation Serum, Bakuchiol Serum, Niacinamide Serum	The Blue Light at 410nm can have anti-bacterial properties, reducing inflammation and blemishes, and increasing skin oxygenation.

## NOTICE: BEFORE USE

---

- Before each use, inspect the LED Face Mask. Do not continue use if there are obvious damages.
- The device cannot be operated while charging.
- Store the LED Face Mask flat at room temperature, in dry conditions, and away from direct sunlight.
- Avoid prolonged use of the tool. Excessive use may cause skin issues. It is recommended to use the device 3-5 times per week for 10 to 20 minutes each session.
- Temporary redness may occur immediately after treatment, which should subside within 1-2 hours.
- If you experience discomfort after use, discontinue immediately and seek medical assistance.
- Keep the LED Face Mask out of reach of children. This device is not a toy.
- To protect your eyes, do not stare directly into the LED lights and use eye protection during treatment. Ensure no part of the LED lights cover your eyes during use.
- This product is an electronic device for home use, not a medical device, and is not intended for diagnostic, therapeutic, or commercial purposes.
- Please use only the provided cable to charge the LED Face Mask. The controller's indicator light will blink during charging.

## APPLICATION

---

### BEFORE FIRST USE

Perform a sensitivity test on your face before the first application:

1. Place the mask on your inner arm.
2. Press and hold the ON/OFF button until the lights illuminate, and allow the device to complete its full 10-minute treatment program.
3. If your skin feels hot or uncomfortable at any time, turn off the device immediately and remove it.
4. Wait at least 6 hours after treatment. If redness or itching occurs on your inner arm, the LED Face Mask may not be suitable for you. Consult your doctor before use.

### POWER ON

Press and hold the ON/OFF button for approx. 3 sec. until the lights illuminate.

### SELECTING MODE

Use the ON/OFF button to switch between the three modes by pressing it briefly. The top of the remote control displays an indicator with R | B | Y, showing which mode is active.

Use the NIR button to activate the Near-Infrared mode. This mode can be selected in addition to the three main modes for more intensive treatment.

### ADJUSTING INTENSITY

Use the INTENSITY button to adjust the strength. The top of the remote control displays an indicator with three bars indicating the intensity level. Start with intensity level 1 during your first use to allow your skin time to adjust and build tolerance. Monitor how your skin responds and make adjustments as needed for optimal results.

## APPLICATION

---

### SETTING TIME

The treatment starts with a default time of 10 minutes. Use the TIME button to extend the treatment duration. The top of the remote control displays an indicator showing the selected treatment duration of 10, 15, or 20 minutes. Adjust the treatment duration according to your skin type. Monitor how your skin responds and make adjustments as needed for optimal results. The Blue Light mode should not be used for more than 10 minutes and is preset accordingly.

### HOW TO USE

1. Cleanse your face with a gentle facial cleanser.
2. Apply a serum suitable for light therapy to your skin.
3. Place the LED Face Mask on your face, loop the straps around your ears, and secure them at the back of your head with the Velcro. Ensure a comfortable fit. Press the ON/OFF button on the remote control until the lights illuminate to turn on the device. This starts the treatment directly in the Red Light mode, preset to 10 minutes.
4. Switch between modes as desired by briefly pressing the ON/OFF button. Additionally, you can activate the Near-Infrared function with the NIR button.
5. Extend the treatment time as desired by pressing the TIME button.
6. The device will automatically shut off after the set time.
7. Remove the LED Face Mask and proceed with your skincare routine.

For optimal results, use the LED Face Mask 3-5 times per week. Each session should last between 10 and 20 minutes. Following these recommended guidelines maximizes the benefits of light therapy for your skin.

## APPLICATION

---

### POWER OFF

The device will automatically turn off after your treatment, depending on the selected time of 10 to 20 minutes. You can end the treatment at any time by pressing the ON/OFF button for 3 seconds.

### CLEANING

Clean the LED Face Mask before and after each use. Wipe the mask with a damp cloth or a water-based wipe. Do not submerge the mask in water. Ensure the device is turned off and not charging during cleaning. You can remove the eye attachments and clean them under running water. Dry them with a cloth afterward.

## BATTERY

---

The LED Mask operates on a built-in rechargeable lithium-polymer battery, which can be properly recycled at the end of its lifecycle. Always follow correct charging instructions listed below:

1. To charge the mask, attach the provided DC cable to the remote control and connect it to a power source. The remote control can remain connected to the LED Face Mask during charging.
2. The controller's indicator light will blink during charging. A full charge takes approximately 1 hour.
3. Disconnect the device from the charger after 1 hour of full battery charge to avoid overcharging, which may reduce battery lifespan.
4. The device cannot be operated while charging.
5. Only charge the device at ambient temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Avoid charging outdoors, in bathrooms, or within 3 m of water sources.

## CAUTION!

---

1. The following individuals should not use this product:
  - Children, pregnant or breastfeeding women
  - Individuals with allergies
  - People with skin injuries, eczema, swelling, skin diseases, atopic dermatitis, or sensitive skin
  - Individuals with mental illnesses
  - People with pacemakers or other devices
  - Individuals with fever and other physical abnormalities, heart diseases, severe illnesses, acute diseases, malignant tumors, tuberculosis, blood disorders, and other symptoms
2. Do not use on eyes, eyeballs, wounds, plastic parts, front neck or larynx, tumors, eczema, above the heart, etc.
3. Avoid using the device after recent injuries, surgeries, or facial treatments, including neurotoxin treatments, dermal fillers, microneedling, laser and chemical peels, until the skin is fully healed.
4. If you have sensitive skin, consult your dermatologist before first use.
5. Individuals allergic to light or experiencing light allergies from medication should not use this device.
6. If redness or swelling of the skin persists for more than 2 hours, discontinue use and seek medical attention.
7. Do not use the device on open wounds.
8. Do not use the device on painful, elevated, crusted, or bleeding skin. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
9. Use the mask only for the conditions specified in the application guidelines. The device has been tested only for these listed conditions, and risks for other conditions are unknown.
10. Do not apply Retinol before using the Red Light and NIR modes. However, using Bakuchiol is allowed.



## CAUTION!

---

11. Some individuals may experience redness, dryness, or irritation after using Blue Light.
12. Avoid excessive exposure of the skin to Blue Light, as it may lead to pigmentation or darkening.
13. Consult a dermatologist or healthcare provider before using Blue Light if you have an existing skin condition or have undergone dermatological treatments.
14. Your skin may become more sensitive to sunlight for two or three days - apply sunscreen.
15. Do not store the tool near a fire source, heat it, or use it at very high ambient temperatures. Store it in a normally temperate, dry, and ventilated place.
16. If the tool is damaged by impacts or falls, please do not use it.
17. Do not modify, disassemble, or repair the tool yourself. For repairs, please contact the distributor or manufacturer directly.
18. Prevent the internal battery from coming into contact with skin, eyes, or mouth. Wear protective gloves if exposed to battery fluids and seek medical help if skin or eye contact occurs.
19. Do not use accessories not included in the package.
20. Do not twist, bend, forcibly pull out the charging cable, wrap it around the device, or otherwise damage it, as this may cause fire or short circuit. If the charging cable is damaged or becomes hot, stop using it.
21. Avoid operating the device under blankets or pillows to prevent excessive heating and potential fire hazards.
22. Do not operate the device without removing creams, serums, lotions, essential oils, and makeup before treatment. These products may cause photosensitivity or affect the effectiveness of the LED treatment. Apply serums suitable for light therapy before treatment.

## CARE AND MAINTENANCE

---

1. The LED Face Mask and accessories are not waterproof and should not be submerged in water or machine-washed. Avoid placing the device where it can fall into or be drawn into water.
2. Stains and product residues on the mask can be wiped off with a damp cloth after use.
3. Do not use alkaline cleaners, volatile oils with alcohol, thinners, or other solvents for cleaning.
4. If the tool is not used for an extended period, it should be powered on regularly and charged every three months to check functionality. Clean the tool before longer periods of non-use and store it in a sealed, dry place.
5. Do not open the device, batteries, or charger, as this poses risks of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. Disassembly or improper reassembly will void the warranty.
6. Use only the specified cleaning products to avoid damage.
7. Store the LED Face Mask, battery, and charging cable in a cool, dry place.

## DISPOSAL

---

1. Before disposal, dismantle the tool properly and remove the battery from the remote control. First, turn off the power supply.
2. Carefully disconnect the battery connector from the circuit board and remove the battery.
3. Dispose of the battery separately from the housing properly at a recycling station according to local guidelines.

## WARRANTY

---

1. The product is covered under warranty for proper use as per instructions. Parts and repairs will be offered free of charge within one year from the date of purchase for malfunctions or damages.
2. Product defects or damages caused by human error, misuse, or improper use are not covered by the warranty.
3. Strong collisions or impacts, excessively high or low voltage power supply, as well as product defects or damages caused by unavoidable circumstances, are not covered by the warranty. For the above cases not covered by the warranty, the distributor will decide if repair is possible and charge for parts and repairs accordingly.
4. This warranty clause applies only to products purchased and used by consumers for personal use, not for industrial and commercial use.
5. We reserve the right to adjust the product image due to product optimization. The product corresponds to the actual object.
6. Manufacturer & Distributor: Rosental Organics GmbH,  
Rosa-Luxemburg-Str. 14, 10178 Berlin, Germany

## LIEFERUMFANG | SCOPE OF DELIVERY

---

1x LED Gesichtsmaske | LED Face Mask  
1x Fernbedienung | Remote  
2x Befestigungsbänder | Head Straps  
1x Ladekabel USB-C an DC | Charging Kabel USB-C to DC  
2x Silikon-Augenschutz | Silicone Eye Protector  
1x Aufbewahrungsbeutel | Travel Bag  
1x Bedienungsanleitung | Manual

## SPEZIFIKATION | SPECIFICATION

---

Produktname | Product Name: LED Face Mask | Advanced Beauty Tool with Light Therapy  
Produktmodell | Product Model: RO-9422  
Ladespannung/-strom | Charging Voltage/Current: 5V / 1A  
Batterie | Battery: Polymer-Lithium-Batterie 3,7V 2000mAh | Polymer lithium battery 3.7V 2000mAh  
Nennleistung | Rated Power: < 6.5 Watt  
LED Lichter | LED Lights  
48 Stk, 192 Lichtstrahlen | 48 PCS, 192 beams of light  
Rote, Blaue und Gelbe Farbe | Red, Blue and Yellow color  
Produktmaterial | Product Material: ABS / Silikon | ABS / Silicone  
Produktabmessungen | Product Measurements: LED Mask 299 x 210 x 3.5 mm, Remote 130 x 40 x 26.5mm  
Produktgewicht | Product Weight: 260g  
Herkunftsland | Country of Origin: Made in China

# ROSENAL

ORGANICS