

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

EMS GUA SHA | BEAUTY TOOL WITH LIGHT THERAPY



BALANCING



CONTOURING




DEPUFF

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deinem EMS Gua | Beauty Tool mit Lichttherapie von Rosental Organics!

Bevor du dein neues Face Yoga Tool verwendest, ist es wichtig, dass du diese Anleitung sorgfältig durchliest und für zukünftige Referenz aufbewahrst.

Um sicherzustellen, dass du das Produkt korrekt verwendest, lies bitte alle Sicherheitshinweise vor der ersten Anwendung sorgfältig durch. Diese Sicherheitshinweise sind dazu da, dir zu helfen, das Produkt richtig zu verwenden und mögliche persönliche Verletzungen oder Sachschäden für dich oder andere zu vermeiden. Im Folgenden sind die entsprechenden Bestimmungen der Sicherheitshinweise aufgeführt, die bitte genau zu beachten sind!

EINZELTEILE



BLUE LIGHT	GREEN LIGHT	RED LIGHT
Clarifying	Balancing	Slow-Aging
Niedrige EMS	Mittlere EMS	Starke EMS
▪ entzündungshemmend ▪ lindert die Entstehung von Bakterien ▪ wirkt Unreinheiten entgegen	▪ lindert Rötungen und Spannungen ▪ sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild ▪ ausgleichend	▪ unterstützt die Kollagenbildung ▪ sorgt für mehr Spannkraft und Elastizität ▪ regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an

HINWEIS: VOR DER ANWENDUNG

- Überprüfe vor jeder Anwendung dein Tool. Bei offensichtlichen Schäden nicht mit der Verwendung fortfahren.
- Das Tool sollte nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Übermäßiger Gebrauch kann Hautprobleme verursachen. Eine Anwendung von maximal 5 Minuten, 2-3 Mal pro Woche wird empfohlen.
- Die Haut kann unterschiedlich empfindlich auf Wärme und EMS-Licht reagieren. Bei Personen mit sehr sensibler Haut kann es nach längerem Gebrauch zu Rötungen oder Schwellungen kommen. Bitte passe die Nutzungsdauer entsprechend deinen individuellen Bedürfnissen an.
- Solltest du nach der Verwendung Unbehagen verspüren, die Anwendung sofort abbrechen und medizinische Hilfe aufsuchen.
- Den EMS Gua Sha außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Übermäßige Verwendung dieses Produkts kann die Haut schädigen.
- Zum Schutz der Augen nicht direkt in das LED-Licht schauen.
- Aufgrund der EMS-Funktion des Tools kann es normal sein, wenn man ein Gefühl von Stromschlägen auf der Haut verspürt.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät für den Hausgebrauch, kein medizinisches Gerät, und ist nicht für diagnostische, therapeutische und andere kommerzielle Zwecke bestimmt.

ANWENDUNG

EINSCHALTEN

Den Knopf etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Produkt einzuschalten. So werden LED-Licht, EMS- und Wärmefunktion aktiviert. Bei der ersten Verwendung bitte im Blue Light Modus mit der geringsten EMS-Stärke starten, damit sich deine Haut auf das Gerät einstellen kann.

STIRN ENTSPANNUNG

Von der Mitte der Stirn bis zum Ohr streichen.

DEFINIERTER WANGENKNOCHEN

Von Ober- und Unterlippe bis zum Ohr streichen. Danach von der Kinnschuppe entlang des Knochens zum Ohr.

KIEFER UND HALS STRAFFEN

Vom Unterkiefer über die Wangen zum Oberkiefer streichen. Gleiches von der Kieferunterseite entlang des Halses zum Schlüsselbein.

EMS-MODUS WECHSELN

Um den EMS-Modus zu wechseln, die Ein-/Aus-Taste kurz drücken.

AUSSCHALTEN

Wenn du das Tool ausschalten möchtest, halte den Knopf etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Das Tool schaltet sich automatisch ab, wenn es 5 Minuten lang im gleichen Modus verwendet wurde.

REINIGUNG

Vor und nach jeder Anwendung die Elektrode des Gua Shas mit einem sauberen, weichen Tuch, das in etwas Wasser getaucht ist, abwischen.

BATTERIE

Dieses Tool wird von einem integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku betrieben, welcher am Ende des Lebenszyklus ordnungsgemäß recycelt werden kann. Bitte halte dich beim Laden des Akkus immer an die korrekte Anweisung, die im Folgenden aufgeführt ist:

1. Wenn die Batterie des Produkts schwach ist, gibt es einen Niederspannungsalarm: die rote LED-Leuchte blinkt und schaltet sich automatisch ab.
2. Bei schwacher Batterie mit dem Ladekabel verbinden und den USB-Stecker an eine passende Stromquelle anschließen. Bitte verwende das original Ladekabel, um das Tool aufzuladen.
3. Die rote LED-Leuchte blinkt während des Ladevorgangs, die grüne LED-Leuchte leuchtet auf, wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist. Die grüne LED-Leuchte erlischt, wenn das Ladekabel 30 Minuten nach vollständiger Aufladung nicht getrennt wird. Eine vollständige Ladung dauert etwa 1,5 Stunden.

ACHTUNG!

1. Folgende Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden:
 - Kinder
 - Schwangere oder stillende Frauen
 - Personen mit Allergien
 - Personen mit Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis oder empfindlicher Haut
 - Menschen mit geistigen Erkrankungen
 - Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen Geräten

- Personen mit Fieber und anderen körperlichen Abnormitäten, Herzkrankheiten, schweren Krankheiten, akuten Krankheiten, bösartigen Tumoren, Tuberkulose, Bluterkrankungen und anderen Symptomen
2. Nicht auf Augen, Augäpfel, Wunden, Kunststoffteilen, Hals oder Kehlkopf, über dem Herzen usw. verwenden.
 3. Das Tool nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
 4. Das Tool nicht in der Nähe einer Feuerquelle aufbewahren, erhitzen oder bei sehr hoher Umgebungstemperatur verwenden. An einem normal temperierten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
 5. Wenn das Tool durch Stöße oder Stürze beschädigt wird, bitte nicht weiter verwenden.
 6. Das Tool nicht selbst ändern, zerlegen oder reparieren. Für Reparaturen wende dich bitte direkt an den Inverkehrbringer oder Hersteller.
 7. Halte das Tool beim Gebrauch von starken elektromagnetischen Feldern, wie Induktion, fern.
 8. Verwende keine Zubehörteile, die nicht Teil des Lieferumfangs sind.
 9. Das Ladekabel nicht drehen, knicken, gewaltsam herausziehen, um das Gerät wickeln oder anderweitig beschädigen, da dies zu Feuer oder Kurzschluss führen kann. Wenn das Ladekabel beschädigt ist oder heiß wird, die Verwendung sofort einstellen.
 10. Das Tool nicht mit ätherischen Ölen verwenden. Ausschließlich mit Seren und Ölen speziell für Face Yoga nutzen.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Das Tool ist nicht wasserdicht und darf nicht direkt mit Wasser gewaschen oder eingetaucht werden.
2. Flecken und Produktrückstände auf dem Elektrodenkopf und Produkt können nach der Anwendung mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
3. Für die Reinigung keine alkalischen Reinigungsmittel, flüchtigen Öle mit Alkohol, Verdünner oder andere Lösungsmittel verwenden.
4. Wenn das Tool längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es regelmäßig eingeschaltet und alle drei Monate aufgeladen werden, um die Funktionalität zu prüfen. Vor längerem Nicht-Gebrauch das Tool reinigen und an einem verschlossenen und trockenen Ort aufbewahren.

ENTSORGUNG

1. Vor der Entsorgung das Tool ordnungsgemäß zerlegen und den Akku entfernen. Schalte hierzu zuerst die Stromversorgung des Produkts aus.
2. Mit einem flachen Schraubendreher das untere Gehäuse des Tools lösen.
3. Vorsichtig den Batterieanschluss von der Leiterplatte abziehen und die Batterie herausnehmen.
4. Den Akku separat vom Gehäuse ordnungsgemäß bei einer Recyclingstation entsorgen

PFLEGE UND WARTUNG

Wenn während der Nutzung eine Fehlfunktion auftritt, überprüfe bitte Folgendes. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann oder das Tool immer noch nicht optimal funktioniert, wende dich bitte direkt an den Kundenservice über contact@rosental.de und versuche nicht, das Tool selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

FEHLERSYMPTOM	URSACHENANALYSE	FEHLERBEHEBUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Batteriespannung ist niedrig und die Selbstschutzfunktion ist aktiviert.	Bitte lade das Gerät vollständig auf, bevor du es verwendest.
Das Gerät lässt sich nicht aufladen.	Das Ladekabel oder der Adapter ist nicht angeschlossen.	Verbinde das Ladekabel richtig und stelle sicher, dass der Adapter eingeschaltet ist.
Das Gerät schaltet sich nach dem Blinken der roten LED aus.	Die Batteriespannung ist niedrig.	Bitte verwende das Gerät erst nach vollständigem Aufladen.

GARANTIE

1. Das Produkt ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß den Anweisungen abgedeckt. Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen werden Teile und Reparaturen innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum kostenlos angeboten.
2. Produktfehler oder Schäden, die durch menschliches Versagen, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
3. Starke Kollisionen oder Zusammenstöße, zu hohe oder zu niedrige Spannungen der Stromversorgung sowie Produktfehler oder Schäden, die durch unvermeidbare Umstände verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

4. Für die oben genannten Fälle, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, wird der Inverkehrbringer entscheiden, ob eine Reparatur möglich ist, und Teile und Reparaturkosten in Rechnung stellen.
5. Diese Garantieklausel gilt nur für Produkte, die von Verbrauchern für persönliche Gebrauchszwecke gekauft und verwendet werden, nicht für industrielle und gewerbliche Nutzung.
6. Wir behalten uns das Recht vor, das Produktbild aufgrund von Produktoptimierungen anzupassen. Das Produkt entspricht dem tatsächlichen Objekt.
7. Hersteller: Shenzhen Margotan Tech Co., Ltd.
Adresse: 12F, Gebäude A, Rongchao Binhai Mansion, Haixiu Road Nr. 2021, Bao'an Central District, Shenzhen, China.
8. Inverkehrbringer: Rosental Organics GmbH


USER MANUAL

Thank you for purchasing Rosental Organics' EMS Gua Sha | Beauty Tool with Light Therapy!

Before using your new Face Yoga Tool, please read this manual carefully and keep it for future reference.

To ensure that you use this product correctly, please read all safety precautions carefully before use. The safety precautions can help you use this product correctly to avoid personal injury or property damage to you or others. The safety precautions are as follows, please follow the relevant regulations of the safety precautions!

COMPONENTS



BLUE LIGHT	GREEN LIGHT	RED LIGHT
Clarifying	Balancing	Slow-Aging
Low EMS	Middle EMS	Strong EMS
▪ anti-inflammatory ▪ reduces the formation of bacteria ▪ counteracts impurities	▪ relieves redness and tension ▪ promotes a smooth teint ▪ balancing	▪ supports collagen production ▪ provides more firmness and elasticity ▪ stimulates blood circulation and metabolism

NOTICE: BEFORE USE

- Before each use of this tool, please check whether there is any obvious damage. If it is damaged, please do not use it.
- The tool should not be used continuously for a long time. Excessive use may cause skin problems. A usage of maximum 5 minutes each time, 2-3 times a week is recommended.
- The skin's sensitivity to heat compress and EMS tolerance are different. Users with very sensitive skin may experience redness or swelling after prolonged use. Please adjust the usage time according to individual needs.
- If you feel any discomfort after use, please stop using it immediately and seek medical assistance.
- Please keep it out of reach of children.
- Excessive use of this product may damage the skin.
- Do not look directly at the LED light to avoid damage to the eyes.
- Due to the EMS function of the product, an electric shock like feeling on the skin is normal.
- This product is a home use electronic product, not a medical device, and is not intended for diagnostic, therapeutic and other commercial purposes.

HOW TO USE

POWER ON

Press and hold the button for about 2 seconds, the product is turned on, and the LED light, EMS and warming function start to run. For first-time use, please be sure to use the Blue Light mode with lowest EMS strength to make sure your skin can adapt to the device.

FOREHEAD DESTRESSING

Sweep from the center of the forehead to the ears.

DEFINED CHEEBONES

Sweep from the upper and lower lip up to the ear. Then from the tip of the chin jawbone to the ear.

JAWLINE AND NECK TIGHTENING

Sweep from the lower jaw across the cheeks to the upper jaw. The same from the bottom of the jaw along the neck to the collarbone.

CHANGE EMS MODE

To switch the EMS mode shortly press the power button.

POWER OFF

To switch off your tool, press and hold the power button for about 2 seconds to shut down. The tool will automatically shut down after 5 minutes of continuous use in the same mode.

CLEANING

Before and after each use, please wipe the electrode of the gua sha with a clean soft cloth dipped in a little water to clean it.

BATTERY INSTRUCTION

This tool is powered by a built-in rechargeable lithium polymer battery, which can be properly recycled at the end of its lifecycle. Please always follow the correct instructions for charging the battery, as listed below:

1. When the battery of the product is low, there will be a low voltage alarm: the red LED light will flash and automatically shut down.
2. When the battery voltage is low, connect with the charging cable and connect the USB plug at the other end to a power outlet. Please use the original charging cable to charge this tool.
3. The red LED light flashes while the product is charging, the green LED light is on when fully charged. The green LED light will turn off after 30 minutes if the charging cable is not disconnected after being fully charged. It takes about 1.5 hours to fully charge.

ATTENTION!

1. The following people should not use this tool:
 - children
 - pregnant or menstruating or breastfeeding women
 - People with allergies
 - People with skin trauma, eczema, swelling, skin disease, atopic dermatitis or sensitive skin
 - People with mental illness
 - People with a cardiac rhythm regulator or other device
 - Fever and other physical abnormalities, heart disease, serious illness, acute illness, malignant tumor, tuberculosis, blood disease and other symptoms

2. Do not use on the eyes, eyeballs, wounds, plastic parts, neck or laryngeal nucleus, above the heart, etc.
3. Do not immerse this product in water or other liquids.
4. Do not use or place the tool close to a fire source, heat it, or use it in a high temperature environment. Please store the tool in a normal temperature, dry and ventilated place.
5. If the product is damaged due to bumping or falling, please stop usage immediately.
6. Do not modify, disassemble, or repair the tool yourself. For repairs, please contact the distributor or manufacturer directly.
7. Keep the tool away from strong electromagnetic fields, such as induction.
8. Do not use accessories that are not included in the scope of delivery.
9. Do not twist, bend, forcefully pull out, wrap the charging cable around the device, or otherwise damage it, as this may cause fire or short circuit. If the charging cable is damaged or becomes hot, stop using it immediately.
10. Do not use with essential oils. Exclusively use with serums or oil developed for face yoga.

CARE AND MAINTENANCE

1. The tool is not waterproof and should not be washed with or immersed in water.
2. Stains and product residue on the electrode head and product can be wiped off with a damp cloth after use.
3. Do not use alkaline cleaning agents, volatile oils containing alcohol, thinners, or other solvents for cleaning.
4. When the tool is not in use for an extended period, it should be regularly powered on and charged every three months to check its functionality. Before prolonged non-use, clean the tool and store it in a sealed and dry environment.

DISPOSAL

1. Before disposing of the tool, properly disassemble it and remove the battery. First, turn off the power of the tool.
2. Use a flat screwdriver to carefully loosen the bottom casing of the tool.
3. Gently disconnect the battery plug from the circuit board and remove the battery.
4. Dispose of the battery separately from the casing at a designated recycling station.

TROUBLESHOOTING

If a malfunction occurs during operation, please check the following. If the fault cannot be rectified or the product still cannot operate ideally, please contact the customer support directly via contact@rosental.de and do not disassemble and attempt to repair it by yourself.

FAULT PHENOMENOM	CAUSE ANALYSIS	TROUBLESHOOTING
The device can not be turned on.	The battery voltage is low, and the self-protection function is activated.	Please fully charge the device before use.
The device can not be charged.	The charge cable or adapter is not connected to power.	Connect the charging cable correctly and make sure the adapter is on.
The device is powered off after red LED flashes.	The battery voltage is low.	Please use the device after fully being charged.

WARRANTY

1. The product is in normal use according to the instructions, if it is faulty or damaged, parts and maintenance will be free of charge within one year from the date of purchase.
2. Product failure or damage caused by human error and abuse or misuse is not covered by the warranty.
3. Strong collisions or clashes, too high or too low power supply voltage, and product failure or damage caused by irresistible reasons are not covered by the warranty.
4. For the above-mentioned situation not covered by warranty, the distributor will determine whether it can be repaired and collect parts and maintenance fees.
5. This warranty clause is only applicable to occasions purchased and used by consumers for personal consumption needs, not for industrial and commercial use.
6. We keep the right to amend the product picture due to product upgrading. The product is subject to the real object.
Manufacturer: Shenzhen Margotan Tech Co., Ltd
7. Address: 12F, Building #A, Rongchao Binhai Mansion, No.2021 Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China.
8. Distributor: Rosental Organics GmbH

SPEZIFIKATION / SPECIFICATION

Produktname | Product Name

EMS Gua Sha | Beauty Tool with Light Therapy

Produktmodell | Product Model

IF-GS02

Ladespannung/-strom | Charging Voltage/Current

5 V / 0,5 A

Batterie | Battery

Polymer-Lithium-Batterie 3,7V 600mAh | Polymer lithium battery 3.7V 600mAh

Nennleistung | Rated Power

≤ 4 Watt

Produktmaterial | Product Material

ABS

Produktabmessungen | Product Measurements

93,2 x 82 x 27,6 mm

Produktgewicht | Product Weight

90 g

Herkunftsland | Country of Origin

PRC

ROSENTHAL
ORGANICS